

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Alcohómetro de alta precisión**Descripción :**

Fabricados según normas ISO 4801 y NF B 35-515. Clase II. Calibrados a 20 °C. Unidad: etanol en %vol. Longitud: 350 mm, Ø 30 mm. Estos instrumentos se entregan con certificado de conformidad


DATOS TÉCNICOS

referencia	rango (%vol)	precisión (%vol)	división (%vol)	T.S. (mN/m)	unidades por ref.
ALCO-000-001	0 - 10	±0,1	0,1	72,6	1
ALCO-010-001	10 - 20	±0,1	0,1	50,5	1
ALCO-020-001	20 - 30	±0,1	0,1	41,4	1
ALCO-030-001	30 - 40	±0,1	0,1	35,4	1
ALCO-040-001	40 - 50	±0,1	0,1	31,7	1
ALCO-050-001	50 - 60	±0,1	0,1	29,4	1
ALCO-060-001	60 - 70	±0,1	0,1	27,9	1
ALCO-070-001	70 - 80	±0,1	0,1	26,7	1
ALCO-080-001	80 - 90	±0,1	0,1	25,6	1
ALCO-090-001	90 - 100	±0,1	0,1	24,2	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-000-001	0,1	0,05	90258080	08434868002937
ALCO-010-001	0,1	0,05	90258080	08434868002944
ALCO-020-001	0,1	0,05	90258080	08434868002951
ALCO-030-001	0,1	0,05	90258080	08434868002968
ALCO-040-001	0,1	0,05	90258080	08434868002975
ALCO-050-001	0,1	0,05	90258080	08434868002982
ALCO-060-001	0,1	0,05	90258080	08434868002999
ALCO-070-001	0,1	0,05	90258080	08434868003002
ALCO-080-001	0,1	0,05	90258080	08434868003019
ALCO-090-001	0,1	0,05	90258080	08434868003026

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : High precision alcoholometer****Description :**

According to ISO 4801 and NF B 35-515 standards. Class II. Calibrated at 20 °C. Unit: ethanol in %vol. Length: 350 mm, Ø 30 mm. These instruments are delivered with a certificate of conformity


TECHNICAL DATA

reference	range (%vol)	accuracy (%vol)	division (%vol)	T.S. (mN/m)	pcs/pack
ALCO-000-001	0 - 10	±0,1	0,1	72,6	1
ALCO-010-001	10 - 20	±0,1	0,1	50,5	1
ALCO-020-001	20 - 30	±0,1	0,1	41,4	1
ALCO-030-001	30 - 40	±0,1	0,1	35,4	1
ALCO-040-001	40 - 50	±0,1	0,1	31,7	1
ALCO-050-001	50 - 60	±0,1	0,1	29,4	1
ALCO-060-001	60 - 70	±0,1	0,1	27,9	1
ALCO-070-001	70 - 80	±0,1	0,1	26,7	1
ALCO-080-001	80 - 90	±0,1	0,1	25,6	1
ALCO-090-001	90 - 100	±0,1	0,1	24,2	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-000-001	0,1	0,05	90258080	08434868002937
ALCO-010-001	0,1	0,05	90258080	08434868002944
ALCO-020-001	0,1	0,05	90258080	08434868002951
ALCO-030-001	0,1	0,05	90258080	08434868002968
ALCO-040-001	0,1	0,05	90258080	08434868002975
ALCO-050-001	0,1	0,05	90258080	08434868002982
ALCO-060-001	0,1	0,05	90258080	08434868002999
ALCO-070-001	0,1	0,05	90258080	08434868003002
ALCO-080-001	0,1	0,05	90258080	08434868003019
ALCO-090-001	0,1	0,05	90258080	08434868003026

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Alcoomètre de haute précision**Description :**


Conforme aux normes ISO 4801 et NF B 35-515. Classe II. Calibré à 20 °C. Unité : ethanol en % vol. Longueur : 350 mm, Ø 30 mm. Livré avec certificat d'étalonnage

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme (%vol)	précision (%vol)	division (%vol)	T.S. (mN/m)	unités par ref.
ALCO-000-001	0 - 10	±0,1	0,1	72,6	1
ALCO-010-001	10 - 20	±0,1	0,1	50,5	1
ALCO-020-001	20 - 30	±0,1	0,1	41,4	1
ALCO-030-001	30 - 40	±0,1	0,1	35,4	1
ALCO-040-001	40 - 50	±0,1	0,1	31,7	1
ALCO-050-001	50 - 60	±0,1	0,1	29,4	1
ALCO-060-001	60 - 70	±0,1	0,1	27,9	1
ALCO-070-001	70 - 80	±0,1	0,1	26,7	1
ALCO-080-001	80 - 90	±0,1	0,1	25,6	1
ALCO-090-001	90 - 100	±0,1	0,1	24,2	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-000-001	0,1	0,05	90258080	08434868002937
ALCO-010-001	0,1	0,05	90258080	08434868002944
ALCO-020-001	0,1	0,05	90258080	08434868002951
ALCO-030-001	0,1	0,05	90258080	08434868002968
ALCO-040-001	0,1	0,05	90258080	08434868002975
ALCO-050-001	0,1	0,05	90258080	08434868002982
ALCO-060-001	0,1	0,05	90258080	08434868002999
ALCO-070-001	0,1	0,05	90258080	08434868003002
ALCO-080-001	0,1	0,05	90258080	08434868003019
ALCO-090-001	0,1	0,05	90258080	08434868003026



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Alcolometro di alta precisione**Descrizione :**

Conforme a ISO 4801 e NF B 35-515. Classe II. Calibrato a 20 °C. Unità: etanolo in % vol. Lunghezza: 350 mm, Ø 30 mm. Questo strumento è fornito con certificato di conformità


DATI TECNICI

referenza	variabilità (%vol)	divisione (%vol)	T.S. (mN/m)	unità per ref.
ALCO-000-001	±0,1	0,1	72,6	1
ALCO-010-001	±0,1	0,1	50,5	1
ALCO-020-001	±0,1	0,1	41,4	1
ALCO-030-001	±0,1	0,1	35,4	1
ALCO-040-001	±0,1	0,1	31,7	1
ALCO-050-001	±0,1	0,1	29,4	1
ALCO-060-001	±0,1	0,1	27,9	1
ALCO-070-001	±0,1	0,1	26,7	1
ALCO-080-001	±0,1	0,1	25,6	1
ALCO-090-001	±0,1	0,1	24,2	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-000-001	0,1	0,05	90258080	08434868002937
ALCO-010-001	0,1	0,05	90258080	08434868002944
ALCO-020-001	0,1	0,05	90258080	08434868002951
ALCO-030-001	0,1	0,05	90258080	08434868002968
ALCO-040-001	0,1	0,05	90258080	08434868002975
ALCO-050-001	0,1	0,05	90258080	08434868002982
ALCO-060-001	0,1	0,05	90258080	08434868002999
ALCO-070-001	0,1	0,05	90258080	08434868003002
ALCO-080-001	0,1	0,05	90258080	08434868003019
ALCO-090-001	0,1	0,05	90258080	08434868003026

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : High precision alcoholmeter**Beschrijving :**


Vervaardigd volgens richtlijnen ISO 4801 en NF B 35-515. Klasse II. Gekalibreerd bij 20 °C. Eenheid: ethanol in %vol.
Lengte: 350 mm, Ø 30 mm. Deze instrumenten worden geleverd met conformiteitscertificaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik (%vol)	nauwkeurigheid (%vol)	verdeling (%vol)	T.S. (mN/m)	stuks per ref.
ALCO-000-001	0 - 10	±0,1	0,1	72,6	1
ALCO-010-001	10 - 20	±0,1	0,1	50,5	1
ALCO-020-001	20 - 30	±0,1	0,1	41,4	1
ALCO-030-001	30 - 40	±0,1	0,1	35,4	1
ALCO-040-001	40 - 50	±0,1	0,1	31,7	1
ALCO-050-001	50 - 60	±0,1	0,1	29,4	1
ALCO-060-001	60 - 70	±0,1	0,1	27,9	1
ALCO-070-001	70 - 80	±0,1	0,1	26,7	1
ALCO-080-001	80 - 90	±0,1	0,1	25,6	1
ALCO-090-001	90 - 100	±0,1	0,1	24,2	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-000-001	0,1	0,05	90258080	08434868002937
ALCO-010-001	0,1	0,05	90258080	08434868002944
ALCO-020-001	0,1	0,05	90258080	08434868002951
ALCO-030-001	0,1	0,05	90258080	08434868002968
ALCO-040-001	0,1	0,05	90258080	08434868002975
ALCO-050-001	0,1	0,05	90258080	08434868002982
ALCO-060-001	0,1	0,05	90258080	08434868002999
ALCO-070-001	0,1	0,05	90258080	08434868003002
ALCO-080-001	0,1	0,05	90258080	08434868003019
ALCO-090-001	0,1	0,05	90258080	08434868003026



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Alkoholometer, hochpräzise**Beschreibung :**

Hergestellt gemäß den Richtlinien ISO 4801 und NF B 35-515. Klasse II. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: Ethanol in %vol.
Länge: 350 mm. Durchmesser: 30 mm. Lieferung mit Konformitätszertifikat.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich (%vol)	Präzision (%vol)	Division (%vol)	T.S. (mN/m)	Stückzahlpro Artikel
ALCO-000-001	0 - 10	±0,1	0,1	72,6	1
ALCO-010-001	10 - 20	±0,1	0,1	50,5	1
ALCO-020-001	20 - 30	±0,1	0,1	41,4	1
ALCO-030-001	30 - 40	±0,1	0,1	35,4	1
ALCO-040-001	40 - 50	±0,1	0,1	31,7	1
ALCO-050-001	50 - 60	±0,1	0,1	29,4	1
ALCO-060-001	60 - 70	±0,1	0,1	27,9	1
ALCO-070-001	70 - 80	±0,1	0,1	26,7	1
ALCO-080-001	80 - 90	±0,1	0,1	25,6	1
ALCO-090-001	90 - 100	±0,1	0,1	24,2	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-000-001	0,1	0,05	90258080	08434868002937
ALCO-010-001	0,1	0,05	90258080	08434868002944
ALCO-020-001	0,1	0,05	90258080	08434868002951
ALCO-030-001	0,1	0,05	90258080	08434868002968
ALCO-040-001	0,1	0,05	90258080	08434868002975
ALCO-050-001	0,1	0,05	90258080	08434868002982
ALCO-060-001	0,1	0,05	90258080	08434868002999
ALCO-070-001	0,1	0,05	90258080	08434868003002
ALCO-080-001	0,1	0,05	90258080	08434868003019
ALCO-090-001	0,1	0,05	90258080	08434868003026

