

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Electrodo de pH de plástico para uso general

Descripción : Cuerpo de plástico (epoxi), especialmente indicado para uso general en pHmetros portátiles. Elemento de referencia Ag/AgCl, electrolito gel irrellenable y diafragma de teflón poroso. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80 °C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Disponible con dos tipos de conexión: conector BNC con cable fijo de 1 metro o cabezal S7 (sin cable, se tiene que pedir por separado)

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHL-PB1-001	1 m cable + BNC	1
PHL-PS1-001	S7	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB1-001	1	0,16	90278930	08434868034310
PHL-PS1-001	1	0,16	90278930	08434868034358

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Epoxy body pH electrode, general use**

Description : Plastic body (epoxy), specially designed for general use in portable pH meters. Reference element Ag/AgCl, gel non refillable electrolyte and porous teflon diaphragm. pH range 0 ... 14, maximum service temperature 80 °C. Dimensions: 120 x 12 mm. Available with two types of connections: BNC connector with fixed cable (length: 1 m) or S7 connector (delivery without connecting cable, please order separately)

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHL-PB1-001	1 m cable + BNC	1
PHL-PS1-001	S7	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB1-001	1	0,16	90278930	08434868034310
PHL-PS1-001	1	0,16	90278930	08434868034358

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Électrode de pH en plastique pour usage général

Description : Spécialement conçue pour usage général avec des pH-mètres portables. Corps en plastique (époxy). Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte gel non rechargeable et diaphragme de téflon poreux. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 80 °C. Dimensions : 120 x 12 mm. Disponible avec 2 types de connecteurs : câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC ou connecteur S7 (livré sans câble de connexion, à commander séparément)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHL-PB1-001	1 m câble + BNC	1
PHL-PS1-001	S7	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB1-001	1	0,16	90278930	08434868034310
PHL-PS1-001	1	0,16	90278930	08434868034358

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elettrodo di pH in plastica per uso generico

Descrizione : Corpo in plastica (epossidica), particolarmente indicato per un uso generico su pH-metri portatili. Elemento di riferimento Ag/AgCl, elettrolita in gel non ricaricabile e diaframma in teflon poroso. Range di pH 0-14, temperatura massima di esercizio 80 °C. Dimensioni: 120 x 12 mm. Disponibile con due tipi di collegamento: connettore BNC con cavo fisso di 1 metro o attacco S7 (senza cavo, da ordinare separatamente)

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHL-PB1-001	1 m di cavo + BNC	1
PHL-PS1-001	S7	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB1-001	1	0,16	90278930	08434868034310
PHL-PS1-001	1	0,16	90278930	08434868034358

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Kunststof pH-elektrode voor algemeen gebruik

Beschrijving : Kunststof behuizing (epoxy), speciaal geschikt voor algemeen gebruik in combinatie met draagbare pH-meters. Ag/AgCl-referentiesysteem, niet-hervulbare gel-elektrolytoplossing en poreus Teflon diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Verkrijgbaar met twee soorten aansluitingen: BNC-connector met 1 meter vaste kabel of S7 insteekkop (zonder kabel, deze dient apart besteld te worden)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHL-PB1-001	1 m kabel + BNC	1
PHL-PS1-001	S7	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB1-001	1	0,16	90278930	08434868034310
PHL-PS1-001	1	0,16	90278930	08434868034358

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Elektrode aus Plastik, zum allgemeinen Gebrauch

Beschreibung : Plastikschaft (Epoxy), insbesondere geeignet für den allgemeinen Gebrauch in Kombination mit tragbaren pH-Messgeräten. Ag/AgCl-Bezugssystem, nicht-wiederbefüllbare Elektrolytlösung und poröses Teflondiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 °C. Maße: 120 x 12 mm. Erhältlich mit zwei Anschlussstypen: BNC-Anschluss mit festverbaute 1 m Kabel oder S7-Steckkopf (ohne Kabel, dieses ist separat zu bestellen).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahlpro Artikel
PHL-PB1-001	1 m Kabel + BNC	1
PHL-PS1-001	S7	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB1-001	1	0,16	90278930	08434868034310
PHL-PS1-001	1	0,16	90278930	08434868034358

PRODUKTFOTO

