



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Electrodo de pH de vidrio para uso intensivo

Descripción :

Para usos generales de laboratorio y mediciones que requieren mayor precisión en líquidos y soluciones no acuosas. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito líquido rellenable (3M KCl/AgCl) y doble diafragma cerámico. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80°C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Cable fijo de 1 metro con conector BNC

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHL-GB2-001	1 m cable + BNC	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB2-001	1	0,16	90278930	08434868034242

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Glass body pH electrode, intensive use

Description :

For general use and high accuracy measurements in liquids and non aqueous samples. Reference element Ag/AgCl, liquid refillable electrolyte (3M KCl/AgCl) and double ceramic diaphragm. pH range 0 ... 14, maximum service temperature 80 °C. Dimensions: 120 x 12 mm. Fixed cable 1 m long with BNC connector

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHL-GB2-001	1 m cable + BNC	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB2-001	1	0,16	90278930	08434868034242

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Électrode de pH en verre pour usage intensif**Description :**

Pour usage général en laboratoire et mesures en liquides et solutions non aqueuses qui requièrent de très grandes précisions. Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte liquide rechargeable (3M KCl/AgCl) et diaphragme double céramique. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 80 °C. Dimensions : 120 x 12 mm. Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHEL-GB2-001	1 m câble + BNC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB2-001	1	0,16	90278930	08434868034242

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elettrodo di pH in vetro per uso intensivo**Descrizione :**

Per usi generici di laboratorio e misurazioni che richiedono maggiore precisione con liquidi e soluzioni non acquosi. Elettrodo di riferimento Ag/AgCl, elettrolita liquido ricaricabile (3M KCl/AgCl) e doppio diaframma in ceramica. Range di pH 0-14, temperatura massima di esercizio 80 °C. Dimensioni: 120 x 12 mm. Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHEL-GB2-001	1 m di cavo + BNC	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB2-001	1	0,16	90278930	08434868034242

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Glazen pH-elektrode voor intensief gebruik****Beschrijving :**

Voor algemeen laboratoriumgebruik en metingen die een grotere precisie vereisen in vloeistoffen en niet-waterige oplossingen. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, vloeibare navulbare elektrolytoplossing (3M KCl/AgCl) en dubbel keramisch membraan. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Vaste kabel van 1 m lengte en BNC-connector

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHEL-GB2-001	1 m kabel + BNC	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB2-001	1	0,16	90278930	08434868034242

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Elektrode aus Glas, zum intensiven Gebrauch

Beschreibung :

Für den allgemeinen Laborgebrauch und Messungen von nicht-wässrigen Flüssigkeiten und Lösungen, die eine erhöhte Präzision verlangen. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, flüssige, wiederbefüllbare Elektrolytlösung (3M KCl/AgCl) und doppeltes Keramikdiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 °C. Maße: 120 x 12 mm. Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahlpro Artikel
PHL-GB2-001	1 m Kabel + BNC	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB2-001	1	0,16	90278930	08434868034242

PRODUKTFOTO

