



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Electrodo de pH de plástico para muestras difíciles

Descripción :

Permite medir el pH en muestras difíciles: productos lácteos, cremas, muestras viscosas, medidas sobre superficie plana (papel, Agar, piel, ...). Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito parcialmente gel rellenable (3.5M KCl/AgCl) y diafragma de teflón. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80°C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Cable fijo de 1 metro con conector BNC

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHL-PB4-001	1 m cable + BNC	1
PHL-PS4-001	S7	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB4-001	1	0,16	90278930	08434868034334
PHL-PS4-001	1	0,16	90278930	08434868034372

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Epoxy body pH electrode, difficult samples

Description :

Specially designed for measuring difficult samples: dairy products, viscose samples, creams, surface measurements (paper, Agar, skin, ...). Reference element Ag/AgCl, partial gel refillable electrolyte (3.5M KCl/AgCl) and teflon diaphragm. pH range 0 ... 14, maximum service temperature 80 °C. Dimensions: 120 x 12 mm. Fixed cable 1 m long with BNC connector

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHL-PB4-001	1 m cable + BNC	1
PHL-PS4-001	S7	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB4-001	1	0,16	90278930	08434868034334
PHL-PS4-001	1	0,16	90278930	08434868034372

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Électrode de pH en plastique pour échantillons difficiles à mesurer**Description :**

Spécialement conçue pour mesurer le pH d'échantillons difficiles à mesurer : produits laitiers, crèmes, échantillons visqueux, mesures sur surfaces planes (papier, Agar, peau,...) . Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte liquide partiellement rechargeable (3,5M KCl/AgCl) et diaphragme en téflon. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 80 °C. Dimensions : 120 x 12 mm. Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHL-PB4-001	1 m câble + BNC	1
PHL-PS4-001	S7	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB4-001	1	0,16	90278930	08434868034334
PHL-PS4-001	1	0,16	90278930	08434868034372

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elettrodo di pH in plastica per campioni difficili

Descrizione :

Consente di misurare il pH in campioni difficili: prodotti lattiero-caseari, creme, campioni viscosi, misurazioni su superficie piana (carta, agar, pelle ecc.). Elettrodo di riferimento Ag/AgCl, elettrolita parzialmente in gel ricaricabile (3.5M KCl/AgCl) e diaframma in teflon. Range di pH 0-14, temperatura massima di esercizio 80 °C. Dimensioni: 120 x 12 mm. Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHL-PB4-001	1 m di cavo + BNC	1
PHL-PS4-001	S7	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB4-001	1	0,16	90278930	08434868034334
PHL-PS4-001	1	0,16	90278930	08434868034372

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Kunststof pH-elektrode voor gecompliceerde monsters

Beschrijving :

Maakt pH-meting in moeilijke monsters mogelijk: zuivelproducten, crèmes, viskeuze monsters, metingen op vlakke oppervlakken (papier, agar, huid, etc). Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, vloeibare, gedeeltelijk navulbare elektrolytoplossing (3,5M KCl/AgCl) en Teflon-diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werkteemperatuur 80 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Vaste kabel van 1 m lengte en BNC-connector

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHL-PB4-001	1 m kabel + BNC	1
PHL-PS4-001	S7	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB4-001	1	0,16	90278930	08434868034334
PHL-PS4-001	1	0,16	90278930	08434868034372

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Elektrode aus Plastik, für schwierige Proben

Beschreibung :

Ermöglicht die pH-Messung in schwierigen Proben: Milchprodukte, Cremes, viskose Proben, Messungen auf flachen Oberflächen (Papier, Agar, Haut usw.). Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, flüssige, teilweise wiederbefüllbare Elektrolytlösung (3.5M KCl/AgCl) und Teflondiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 °C. Maße: 120 x 12 mm. Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahlpro Artikel
PHL-PB4-001	1 m Kabel + BNC	1
PHL-PS4-001	S7	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-PB4-001	1	0,16	90278930	08434868034334
PHL-PS4-001	1	0,16	90278930	08434868034372

PRODUKTFOTO