



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Escobillones para usos especiales

Descripción : De pelo natural


DATOS TÉCNICOS

referencia	ltotal (mm)	Øcepillo(mm)	lcepillo (mm)	tipo	unidades por ref.
BRU2-001-001	380	52	120	para vasos de gran tamaño (A)	1
BRU2-003-001	580	40	220	para balones fondo redondo (B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU2-001-001	4,8	0,08	96039099	08434868011106
BRU2-003-001	4,2	0,10	96039099	08434868011113

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Brush for special purposes**Description :** Natural bristle


TECHNICAL DATA

reference	ltotal (mm)	Øbrush (mm)	lbrush (mm)	type	pcs/pack
BRU2-001-001	380	52	120	for big beakers (A)	1
BRU2-003-001	580	40	220	for round bottom flasks (B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU2-001-001	4,8	0,08	96039099	08434868011106
BRU2-003-001	4,2	0,10	96039099	08434868011113

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Goupillon pour application spéciale**Description :** En poil naturel

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. totale (mm)	Øbrosse (mm)	lbrosse (mm)	type	unités par ref.
BRU2-001-001	380	52	120	pour b�cher de grand volume (A)	1
BRU2-003-001	580	40	220	pour ballon � fond rond (B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU2-001-001	4,8	0,08	96039099	08434868011106
BRU2-003-001	4,2	0,10	96039099	08434868011113

PHOTO PRODUIT



A



B

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spazzolino per usi speciali**Descrizione :** In setola naturale

DATI TECNICI

referenza	ltotale (mm)	Øspazzolino (mm)	lspazzolino (mm)	tipo	unità per ref.
BRU2-001-001	380	52	120	per becher di grandi dimensioni (A)	1
BRU2-003-001	580	40	220	per palloni a fondo tondo (B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU2-001-001	4,8	0,08	96039099	08434868011106
BRU2-003-001	4,2	0,10	96039099	08434868011113

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/02/2025
Ref. Doc.: PDS-663

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Borstels voor speciaal gebruik

Beschrijving : Van natuurlijk haar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	ltotaal (mm)	Øborstel(mm)	lborstel (mm)	type	stuks per ref.
BRU2-001-001	380	52	120	voor grote bekers (A)	1
BRU2-003-001	580	40	220	voor kolven met ronde bodems (B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU2-001-001	4,8	0,08	96039099	08434868011106
BRU2-003-001	4,2	0,10	96039099	08434868011113

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürsten für Spezialanwendungen
Beschreibung : Aus Naturhaar.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Lgesamt (mm)	ØBürste(mm)	lBürste (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
BRU2-001-001	380	52	120	für große Becher (A)	1
BRU2-003-001	580	40	220	für Rundkolben (B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU2-001-001	4,8	0,08	96039099	08434868011106
BRU2-003-001	4,2	0,10	96039099	08434868011113

PRODUKTFOTO

