

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Bureta de plástico con llave de PTFE**Descripción :** Cuerpo transparente de PMMA (polimetilmetacrilato), resistente a ácidos y bases diluidos (excepto HCl y NaOH) y llave de PTFE autolubricada

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | tolerancia(ml) | graduación (ml) | ltotal (mm) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| BURP-025-001 | 25 ml     | ± 0,05         | 0,1             | 570         | 1                 |
| BURP-050-001 | 50 ml     | ± 0,05         | 0,1             | 730         | 1                 |
| BURP-100-001 | 100 ml    | ± 0,05         | 0,2             | 820         | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| BURP-025-001 | 0,84    | 0,08 | 39233010 | 08434868011366 |
| BURP-050-001 | 1,2127  | 0,16 | 39233010 | 08434868011373 |
| BURP-100-001 | 1,218   | 0,17 | 39233010 | 08434868011380 |

## FOTO DEL PRODUCTO



astik's

## MATERIAL

**MATERIAL Polimetilmetacrilato (PMMA)**

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -40 °C a 85 (90)°C

**GENERAL INFORMATION****Product name :** Plastic Burette with PTFE straight stopcock**Description :** Transparent body made of PMMA (polymethylmethacrylate) resistant to diluted acids and bases, except HCl and NaOH and self-lubricated PTFE stopcock**TECHNICAL DATA**

| reference    | capacity | accuracy (ml) | graduation (ml) | ltotal (mm) | pcs/pack |
|--------------|----------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| BURP-025-001 | 25 ml    | ± 0,05        | 0,1             | 570         | 1        |
| BURP-050-001 | 50 ml    | ± 0,05        | 0,1             | 730         | 1        |
| BURP-100-001 | 100 ml   | ± 0,05        | 0,2             | 820         | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| BURP-025-001 | 0,84    | 0,08 | 39233010 | 08434868011366 |
| BURP-050-001 | 1,2127  | 0,16 | 39233010 | 08434868011373 |
| BURP-100-001 | 1,218   | 0,17 | 39233010 | 08434868011380 |

**PRODUCT PHOTO****astik's****MATERIAL****MATERIAL Polymethylmethacrylate (PMMA)**

Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Burette en plastique avec robinet en PTFE****Description :** Corps transparent en PMMA (polyméthylméthacrylate), résistant aux acides et bases dilués (sauf HCl et NaOH) et robinet en PTFE autolubrifié

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | long. totale (mm) | unités par ref. |
|--------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| BURP-025-001 | 25 ml    | ± 0,05         | 0,1             | 570               | 1               |
| BURP-050-001 | 50 ml    | ± 0,05         | 0,1             | 730               | 1               |
| BURP-100-001 | 100 ml   | ± 0,05         | 0,2             | 820               | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| BURP-025-001 | 0,84    | 0,08 | 39233010 | 08434868011366 |
| BURP-050-001 | 1,2127  | 0,16 | 39233010 | 08434868011373 |
| BURP-100-001 | 1,218   | 0,17 | 39233010 | 08434868011380 |

## PHOTO PRODUIT



astik's

## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polyméthylméthacrylate (PMMA)**

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40 °C à +85 (90) °C

Data: 05/12/2024  
Ref. Doc: PDS-85

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Buretta in plastica con rubinetto in PTFE

**Descrizione :** Corpo trasparente in PMMA (polimetilmetacrilato) resistente agli acidi e alle basi diluiti (eccetto HCl e Naoh) e rubinetto in PTFE autolubrificante

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | ltotale (mm) | unità per ref. |
|--------------|----------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| BURP-025-001 | 25 ml    | ± 0,05          | 0,1              | 570          | 1              |
| BURP-050-001 | 50 ml    | ± 0,05          | 0,1              | 730          | 1              |
| BURP-100-001 | 100 ml   | ± 0,05          | 0,2              | 820          | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| BURP-025-001 | 0,84    | 0,08 | 39233010 | 08434868011366 |
| BURP-050-001 | 1,2127  | 0,16 | 39233010 | 08434868011373 |
| BURP-100-001 | 1,218   | 0,17 | 39233010 | 08434868011380 |

## FOTO DEL PRODOTTO



astik's

## MATERIALE

**MATERIALE Polimetilmetacrilato (PMMA)**

Range di temperatura solitamente tollerato: da -40 °C a 85 (90) °C

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Kunststof buret met rechte PTFE-kraan****Beschrijving :** Transparante PMMA-behuizing (polymethylmethacrylaat), bestand tegen verdunde zuren en basen (behalve HCl en NaOH) en zelfsmerende PTFE-afsluitkraan

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | tolerantie(ml) | schaalverdeling(ml) | ltotaal (mm) | stuks per ref. |
|--------------|------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| BURP-025-001 | 25 ml      | ± 0,05         | 0,1                 | 570          | 1              |
| BURP-050-001 | 50 ml      | ± 0,05         | 0,1                 | 730          | 1              |
| BURP-100-001 | 100 ml     | ± 0,05         | 0,2                 | 820          | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| BURP-025-001 | 0,84    | 0,08 | 39233010 | 08434868011366 |
| BURP-050-001 | 1,2127  | 0,16 | 39233010 | 08434868011373 |
| BURP-100-001 | 1,218   | 0,17 | 39233010 | 08434868011380 |

## PRODUKTFOTO



astik's

## MATERIAAL

MATERIAAL Polymethylmethacrylaat (PMMA) Algemeen getolereerd temperatuurbereik: -40 °C tot 85 (90)°C



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Bürette aus Plastik mit Hahn aus PTFE

**Beschreibung :** Bürette aus PMMA (Polymethylmethacrylat), beständig gegen verdünnte Säuren und Basen (mit Ausnahme von HCl und NaOH), und selbstschmierender PTFE-Hahn.

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Graduierung (ml) | lgesamt (mm) | Stückzahlpro<br>Artikel |
|---------------|---------|---------------|------------------|--------------|-------------------------|
| BURP-025-001  | 25 ml   | ± 0,05        | 0,1              | 570          | 1                       |
| BURP-050-001  | 50 ml   | ± 0,05        | 0,1              | 730          | 1                       |
| BURP-100-001  | 100 ml  | ± 0,05        | 0,2              | 820          | 1                       |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| BURP-025-001 | 0,84    | 0,08 | 39233010 | 08434868011366 |
| BURP-050-001 | 1,2127  | 0,16 | 39233010 | 08434868011373 |
| BURP-100-001 | 1,218   | 0,17 | 39233010 | 08434868011380 |

PRODUKTFOTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL Polymethylmethacrylat (PMMA) Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C 85 (90) °C