



VISION+ SERIES

MP02-001-001 / MP02-002-001 / MP02-003-001

Cabezal	Cabezal monocular, binocular o trinocular Inclinación 45° y giratorio 360° Porta-ocular de 23.2 mm de diámetro Tornillo de seguridad para bloquear la extracción del ocular
Ocular	WF10X/18 mm Puntero indicador
Revólver	Revólver portaobjetos triple con rodamientos a bolas de alta precisión Posición de parada en cada uno de los objetivos
Objetivos	DIN 45 mm Rosca RMS Focal de 160 mm Acrómicos de 4X/0.10, 10X/0.25 y 40X/0.60 (retráctil) Compatibles con cubreobjetos de grosor máx. 0.17 mm
Platina	Fija de 108 x 118 mm Dispone de dos pinzas de sujeción
Condensador	Lente fija A.N. 0.65 Diafragma basado en torreta giratorio con 5 posiciones

Enfoque	<p>Macro y micrométrico en eje coaxial</p> <p>Precisión del micrométrico 0.01 mm por sección</p> <p>2 mm de desplazamiento en eje Z por giro completo de micrométrico (200 secciones por 0.01 mm)</p> <p>Desplazamiento total de 19 mm</p> <p>Tope de elevación de altura de la platina para proteger los portaobjetos por contacto con objetivos de 40X</p>
Iluminación	<p>LED de 1W de intensidad regulable</p> <p>Interruptor ON/OFF</p> <p>Transformador interno para alimentación 110-230V/50-60Hz</p> <p>Fusible de 1A</p>
Dimensiones	<p>360 x 130 x 175 mm</p>
Campo de visión (alto-ancho-profundo)	<p>4.7 mm para el Objetivo 4x/0.10</p> <p>1.8 mm para el Objetivo 10x/0.25</p> <p>0.45 mm para el Objetivo 40x/0.60</p>

